

电感耦合等离子光谱仪、体质谱仪雾化器及其配件一览表

 Agilent Technologies		安捷伦 雾化器名称					
雾化器名称	编号	适用机型	材质	嘴型	毛细管尖端腔径	流速,气流量@压力	其他参数
A 型雾化器	G1820-65138	7500/7700/8800 系列	石英	平面	0.0mm	2 L/min, 1 L/min @ 30 psi	低背景、高灵敏度
A 型雾化器	G1820-65030	7500/7700/8800 系列	玻璃	平面	0.0mm	1 L/min, 1 L/min @ 30 psi	通用型
平行通道雾化器	G3161-80001	4500/ 7500/ 7700 / 7900/ 8800 / T-mode	---	---	---	---	---
平行通道雾化器	G3161-80000	4500/ 7500/ 7700 / 7900/ 8800 / T-mode	---	---	---	---	---
C 型雾化器	2010076500	Varian Vista 720-ES / 725 / Liberty	玻璃	圆滑	0.5 mm	2 L/min, 1 L/min @30psi	高盐雾化效果
K 型雾化器	2010069500	Varian Vista 720-ES / 725 / Liberty	玻璃	平面	0.5 mm	2 mL/min, 0.7mL/min@30psi	高盐雾化效果
K 型雾化器	2010081600	Varian Vista 720-ES / 725 / Liberty	玻璃	平面	0.5 mm	3 mL/min, 0.7 L/min@30psi	高盐雾化效果
雾化器清理工具	8100-2051	4500/ 7500/ 7700 / 7900/ 8800 / T-mode	---	---	---	---	用于石英、玻璃同心雾化器

官方网址: www.meinhard.com

联系人: 15909861590 王经理

邮箱: 15909861590@139.com





铂金埃尔默 雾化器及配件名称(一)

雾化器名称	编号	适用机型	材质	嘴型	毛细管尖端腔径	流速,气流量@压力	其他参数
A 型雾化器	N8145011	ELAN\DRC\NexION	石英	平面	0.0mm	0.5L/min, 1.0mL/min@50 psi	---
C 型雾化器	N8145012	ELAN\DRC\NexION	玻璃	圆滑	0.5mm	0.5L/min, 1.0mL/min@50 psi	---
A 型雾化器	N8122461	ELAN\DRC\NexION	石英	平面	0.0mm	0.5L/min, 1.0mL/min@50 psi	低背景、高盐雾化效果
微流雾化器	N0777375	ELAN\DRC\NexION	PFA	---	----	---	耐氢氟酸, 高灵敏度
耐热雾化器	N0777376	ELAN\DRC\NexION	PFA	---	----	---	耐氢氟酸,高温; 高灵敏度
微流雾化器	N8145101	ELAN\DRC\NexION	PFA	---	----	---	耐氢氟酸, 高灵敏度
A 型雾化器	00472020	Optima 8x00	玻璃	平面	0.0mm	3.0mL/min,1.0L/min@30psi	通用型
K1 型雾化器	N0777707	Optima 8x00	玻璃	平面	0.5mm	1.0L/min, 1.0mL/min@50 psi	低氩气流, 高盐雾化效果
K 型雾化器	N0681574	Optima 8x00	玻璃	平面	0.5mm	3.0mL/min, 0.7L/min@30 psi	减流, 有机, 高盐
A 型雾化器	N8142098	ELAN\DRC\NexION	石英	平面	0.0mm	0.5mL/min, 1 L/min @ 30 psi	高灵敏度
C 型雾化器	N8102011	ELAN\DRC\NexION	玻璃	圆滑	0.5 mm	1 mL/min, 1 L/min @ 30 psi	高盐雾化效果
雾化器接头	WE024372	ELAN\DRC\NexION	----	----	----	----	5' of 1/16" o.d
A 型雾化器	N8122462	Optima 8x00	玻璃	平面	0.0mm	0.2mL/min, Ar: 0.7 L/min,	含紧固件
A 型雾化器	N0775346	Optima 8x00	玻璃	平面	0.0mm	0.6mL/min, Ar: 0.7 L/min,	含紧固件
C 型雾化器	N0775345	Optima 8x00	玻璃	圆滑	0.5mm	Ar: 0.7L/min	含紧固件

官方网址: www.meinhard.com

联系人: 15909861590 王经理

邮箱: 15909861590@139.com





铂金埃尔默 雾化器及配件名称 (二)

雾化器名称	编号	适用机型	材质	嘴型	毛细管尖端腔径	流速,气流量@压力	其他参数
A 型雾化器	WE024371	Optima 2x00DV/8x00DV	石英	平面	0.0mm	0.5mL/min, 1L/min @ 30 psi	低背景、高灵敏度
C 型雾化器	0047-2022	Optima 2x00DV/8x00DV	玻璃	圆滑	0.5 mm	1 mL/min, 1 L/min @ 50 psi	高盐雾化效果
密封螺母	N0371505	Optima 8x00	---	----	---	----	---
快速接头管	N0770336	Optima 8x00	---	----	---	----	---
雾化器	N0780546	Optima 8x00	---	----	---	----	Cross-Flow
套件	N0780676	Optima 8x00	---	----	---	----	---
O 型圈套件	N9300067	Optima 8x00	---	----	---	----	---
进液端接头	N0777414	Optima 8x00	---	----	---	----	4mm
Snapper	N0777460	Optima 8x00	---	----	---	----	---
连接帽	N0680504	Optima 8x00	---	----	---	----	---
雾化器	N0775330	Optima 8x00	---	----	---	0.2 to 2.5mL/min	---
Poly 雾化器	N0777219	Optima 8x00	聚丙烯	---	----	---	包含外部接头
PFA 雾化器	N0777049	Optima 8x00	PFA	---	----	---	包含外部接头
微流雾化器	N0777676	Optima 8x00	PFA	---	----	---	包含外部接头
低流雾化器	N0770358	Optima 8x00	---	----	---	----	低流速
雾化器	N0690670	Optima 8x00	---	----	---	----	高盐雾化效果

官方网址: www.meinhard.com

联系人: 15909861590 王经理

邮箱: 15909861590@139.com



恒嘉科技
HENGJIA TECH
为科研实验室服务

赛默飞世尔 雾化器及配件名称

雾化器名称	编号	适用机型	材质	嘴型	毛细管尖端腔径	流速,气流量@压力	其他参数
K 型雾化器	842312051431	iCAP6300/6500/7200/ 7400/7600/DUO/Radial	玻璃	平面	0.5 mm	2 mL/min, 0.7 mL/min @ 30 psi	高盐雾化效果
C 型雾化器	842312051331	iCAP6300/6500/7200/ 7400/7600/DUO/Radial	玻璃	圆滑	0.5 mm	2 mL/min, 1 L/min @ 50 psi	高盐雾化效果
耐 HF 雾化器	842312051471	iCAP6300/6500/7200/ 7400/7600/DUO/Radial	---	---	---	---	---
雾化器	824312051321	iCAP6300/6500/7200/ 7400/7600/DUO/Radial	---	---	---	6 mm o.d., 30 psi	---
A 型雾化器	1161870	iCAP Q	玻璃	平面	0.0 mm	0.5 mL/min, 1 L/min @ 50 psi	高灵敏度
微流雾化器	1317090	iCAP Q	PFA	---	---	100 µl/min & 400 µl/min.	耐氢氟酸
微流雾化器	1162030	iCAP Q	PFA	---	0.15 mm	---	耐氢氟酸
同心雾化器	1600165	iCAP Q	PFA	---	---	50 uL/min	低流速
同心雾化器	1600342	iCAP Q	PFA	---	---	100 uL/min	低流速
同心雾化器	1600427	iCAP Q	PFA	---	---	20 uL/min	低流速
耐 HF 雾化器	4600356	iCAP Q	---	---	---	0.4-2.0mL/min	高盐、耐氢氟酸
耐 HF 雾化器	4600495	iCAP Q	---	---	---	0.2-2.0mL/min	低流速、耐氢氟酸
A 型雾化器	1201318	XSERIES 2	玻璃	平面	0.0mm	1 mL/min, 1 L/min @ 30 psi	通用型
A 型雾化器	1040894	XSERIES 2	玻璃	平面	0.0mm	3 mL/min, 1 L/min @ 30 psi	高灵敏度
微流雾化器	1301660	XSERIES 2	PFA	---	400µl/min	---	external ¼-28 threaded
清理工具	8100-2051	全部	---	---	---	---	用于石英、玻璃雾化器

Horiba 堀场 雾化器及配件名称

雾化器名称	编号	适用机型	材质	嘴型	毛细管尖端腔径	流速,气流量@压力	其他参数
C 型雾化器	47929002	Jobin-Yvon	玻璃	圆滑	0.5 mm	2 mL/min, 1 L/min @ 30 psi	高盐雾化效果
C 型雾化器	47929003	Jobin-Yvon	玻璃	圆滑	0.5 mm	3 mL/min, 1 L/min @ 30 psi	高盐雾化效果
K 型雾化器	47929005	Jobin-Yvon	玻璃	平面	0.5 mm	3 mL/min, 1 L/min @ 30 psi	---
C 型雾化器	47929004	Jobin-Yvon	玻璃	圆滑	0.5 mm	0.5mL/min, 1L/min @ 50 psi	高盐雾化效果
C 型雾化器	47929001	Jobin-Yvon	玻璃	圆滑	0.5 mm	1 mL/min, 1 L/min @ 50 psi	高盐雾化效果
C 型雾化器	47929006	Jobin-Yvon	玻璃	圆滑	0.5 mm	3 mL/min, 1 L/min @ 50 psi	高盐雾化效果

SHIMADZU 岛津 雾化器及配件名称

雾化器名称	编号	适用机型	材质	嘴型	毛细管尖端腔径	流速,气流量@压力	其他参数
C 型雾化器	046-00092-02	Shimadzu ICP-OES	玻璃	圆滑	0.5 mm	1 mL/min, 1 L/min @ 30 psi	高盐雾化效果



Analytik-Jena (Bruker)德国耶拿（布鲁克）雾化器及配件名称

雾化器名称	编号	适用机型	材质	嘴型	毛细管尖端腔径	流速,气流量@压力	其他参数
C 型雾化器	2010076500	urora M90/ 810-MS /820-MS	玻璃	圆滑	0.5 mm	2 mL/min, 1 L/min @ 30 psi	高盐雾化效果
K 型雾化器	2010081600	Aurora M90/ 810-MS /820-MS	玻璃	平面	0.5 mm	1 mL/min, 0.7 L/min @ 30 psi	高盐雾化效果
K 型雾化器	2010069500	urora M90/ 810-MS /820-MS	玻璃	平面	0.5 mm	2 mL/min, 0.7 L/min @ 50 psi	高盐雾化效果



斯派克 雾化器及配件名称

雾化器名称	编号	适用机型	材质	嘴型	毛细管尖端腔径	流速,气流量@压力	其他参数
C 型雾化器	76060510	SOP ICP-OES	玻璃	圆滑	0.5 mm	1 mL/min, 1 L/min @ 30 psi	高盐雾化效果

恒嘉（大连）科技有限公司
 联系人：王经理
 联系方式：13555933538
 邮箱：13555933538@139.com

官方网址：www.meinhard.com

联系人：15909861590 王经理

邮箱：15909861590@139.com



恒嘉科技
 HENGJIA TECH
 为科研实验室服务